

carefix[®]

Implant Stabilizer Band | حزام تثبيت غرسة الطَّعم | Pooperační prsní pás | Implantat-stabilisierungs-bånd | Kompressionsgurt für Implantate | Ζώνη σταθεροποίησης εμφυτεύματος | Banda estabilizadora de implantes | Implantin stabilointinauh | Bande stabilisante d'implant | Traka za stabiliziranje implantata | Implantátumrögzítő pánt | Fascia stabilizzatrice per impianti | インプラントスタビライザーバンド | 임플란트스테빌라이저 밴드 | Implantaatstabilisatieband | Implantatstabilisatorbånd | Passtabilizujący do implantów | Banda estabilizadora de implantes | Пояс для стабилизации имплантатов | Pás stabilizátora implantátu | Trak za stabilizaciju vsadka | Traka za stabilizaciju implantata | Bröstimplantatstöd | 植入物稳定带

Instructions for Use | تعليمات الاستعمال | Návod k použití | Brugsanvisning | Gebrauchsanweisung | Οδηγίες χρήσης | Instrucciones de uso | Käyttöohje | Instructions d'utilisation | Upute za uporabu | Használati utasítás | Istruzioni per l'uso | 使用説明 | 사용지침 | Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisning | Instrukcja użytkowania | Instruções de uso | Инструкция по использованию | Návod na použitie | Navodila za uporabo | Uputstvo za upotrebu | Bruksanvisning | 使用说明

| | |
|----------|-------|
| EN | 4 |
| AR | 5 |
| CS | 6 |
| DA | 7 |
| DE | 8 |
| EL | 9 |
| ES | 10 |
| FI | 11 |
| FR | 12 |
| HR | 13 |
| HU | 14 |
| IT | 15 |
| JA | 16 |
| KO | 17 |
| NL | 18 |
| NO | 19 |
| PL | 20 |
| PT | 21 |
| RU | 22 |
| SK | 23 |
| SL | 24 |
| SR | 25 |
| SV | 26 |
| CN | 27 |
| ① | 28-31 |

Intended purpose

External device used to stabilize and keep implants in place after surgery.

Intended users

Women, following breast surgery.

Indications

Accessory for use with Post-Surgical Bras following breast surgery, typically augmentation.

Clinical benefits

- Keeps the implants in correct position during the healing phase

Performance characteristics**General performance characteristics**

- Breathable: Main material is breathable.
- Seamless: No seams in critical areas.

Specific performance characteristics

- Easy adjustable compression level with hook & loop closure in front
- One-size-fits-all
- Soft and stretchable material
- Lightweight

Care instructions

- Close hook & loop before washing
- Wash with similar colours
- Wash in a laundry bag
- Use of chlorine based products may decrease durability and function

Additional instructions

May be disposed with regular household waste

Only use the device after consultation and as instructed by your surgeon.

Reporting obligation

If you have any complaints, please contact your supplier directly. In the events of a serious incident that could lead to a significant deterioration of health or to death, contact the manufacturer and the competent authority of the member state. Serious incidents are defined in article 2 No. 65 of Regulation (EU) 2017/745 (MDR).

Lifetime of the device in use

The lifetime of the medical device is determined by natural wear and tear, even when treated correctly and as recommended. In case of signs of deterioration affecting performance and comfort, the device should be removed.

Contraindications

Relative contraindications:

- Very sensitive wound and skin tissue in the operated area
- Skin diseases
- Radiodermatitis
- Contact dermatitis

Warnings and precautions

- Follow the instructions for Use
- Follow your surgeon's recommendations regarding use and fitting
- Use the device according to medical indication to avoid injury or damage
- If any unexpected discomfort or wound irritation occurs, remove the device and contact your surgeon
- Make sure that the device is placed correctly to avoid pressure points and/or prevent vascular flow
- Remove the device or decrease the level of compression in case of discomfort.

Material composition

Raw materials and components used in the Post-Op Bras are tested for harmful substances according to STANDARD100 by OEKO-TEX®, product class II.

The Post-Op Bras and packaging are:

- Biologically safe, non-toxic; chlorine and dioxin free, and do not contain human or animal tissue or extracts, prohibited azo-dye pigments, medical substances or phthalates.
- Free from and unexposed to natural rubber latex or natural rubber derivatives
- Free from heavy metals or other harmful contamination and do not pose any harmful human impact associated with its intended end-use
- In compliance with REACH
- No chemicals added during treatment/finishing of the device. The device may contain softening and antistatic agents up to 1.5 %

MAIN FABRIC COMPOSITION

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Instructions for use

The device in primary packaging is prepared for direct clinical use.

Fitting the implant stabilizer band

- The device should be worn on top of a Carefix Post-Surgical Bra, high on the chest wall on the upper slope of the breast, placed just below the armpits.

| STEPS | INSTRUCTION |
|-------|--|
| 1 | N/A |
| 2 | Open the hook & loop fastener with both hands. |
| 3 | Place the device around your upper back with the hook & loop fastener corresponding to the centre of your bra. |
| 4 | N/A |
| 5 | When the device is properly placed, fasten the hook & loop above your breasts. |
| 6 | Make sure the device does not wrinkle or cause pressure in the armpit region. |

الاستخدام المقصود

جهاز خارجي يستخدم لثبيت الغرسات وأيقانها في مكانها بعد الجراحة
المستخدمون المقصودون
للاستخدام بواسطة النساء بعد الخضوع لجراحات الثدي

مواعي الاستعمال

جهاز خارجي يستخدم لثبيت الغرسات وأيقانها في مكانها بعد الجراحة
المستخدمون المقصودون
للاستخدام بواسطة النساء بعد الخضوع لجراحات الثدي

- مواعي الاستعمال
زيادة الحساسية الشديدة في أنسجة الندب والبشرة
في المنطقة التي خضعت للجراحة
أمراض الشفارة
التهاب الجلد الإشعاعي
التهاب الجلد التالسي

التذبذبات والاحتياطات

- تعتبر تليميات طبلون الجراح بخصوص استعمال المنتج وارتدائه.
- استخدمي الجهاز وفقاً لمواصفات الطبية المختصة الأصلية أو المترافق.
- لم يزدأ الحجماء ووصل الجراح في حالة حدوث أي إزعاج الأدوية الدوائية
- أرتلي الجهاز أو قلّي مستوى الضغط في حالة الشعور بعدم الراحة

بنية المادة المستخدمة

- أئمة بوليوجلا و غير سامة، وخالية من الكلور والبوليوكسين، ولا تحتوي على أسمدة أو مستخلصات بشرية أو جوانين، أو مسحوق صبغة الأزرق، أو مواد طبية أو قلات.
- خالية من المطاط الطبيعى أو مثبطة المطاط الطبيعى ولم يتعرض له.
- الفلوندرز فيما يرتبط بالاستخدام الضاررة ولا تسبب أي تأثير ضار على جسم واحد وناسب الجميع.
- مادة آمنة ومحاطة وذات انتشار على الكثافة.
- وزن خفيف.
- لا ينفصل مواد كيميائية خالل الملاحة مثل جسمات البلاستيكية التي تتسبّب في تشوه الجهاز.
- على مواد قابلة ومتينة للكرواء السائلية تتيّس إلى 1.57.

بنية التسخين الأساسي

1 ① 77% PA, 14% EL, 9% CO

تركيب جزء ثبيت غرسة الطعم

يم تجهيز الجهاز في عبوات أساسية من أجل استخدام الأكيلينيكي المباشر.

تركيب الجهاز

يج ارتداء الجهاز أعلى جهاز الصدر المخصصة للارتداء بعد العمليات.

يج حيث ينفترق أعلى جهاز الصدر على متعدد الطبع العلوي للثدي، ويوضع أسفل Carefix® الجراحية من الإطبين مباشرةً.

| الخطوات | التعليمات |
|---------|---|
| 1 | افتتح الباب والتثبيت باستخدام الخطاف والحلقة كلتا الدين |
| 2 | يمكن التخلص منها من خلال طرحها في التفاصيل المنزلية المادية |
| 3 | لا يستخدمي الجهاز إلا بعد التثبيت مع الطبيب واستخدميه حسب تعليمات الطبيب الجراح المتابع الحالات |
| 4 | اللتزام بالابلاغ عن الشكاوى إذا كنت لديك أي شكاوى، فالرجاء الاتصال بالمورد مباشرةً في حالات وقوع حادث خطير قد تؤدي إلى تدهور هائل في الصحة أو تؤدي إلى الوفاة، اتصال بشركة التصنيع والسلسلة المختصة في الدول المعاشرة على المضبوط يتم تعريف الحادث الخطير في المادة 2 الفقرة رقم 65 من اللائحة (EU)2017/745(MDR) عندما يتم وضع الجهاز بشكل صحيح، اربط الخطاف والحلقة فوق تثبيتك |
| 5 | تأكد من أن الجهاز لا يتجمد أو يسبب ضغطاً في منطقة الإبط |

العمر الافتراضي للجهاز قبل الاستخدام

يتم تحديد عمر الافتراضي للجهاز طبقاً للبيان من خلال التأكيل الطبي، حتى عند
مما يحصل بذلك صحيحاً على الأداء والراحة

Určení

Vnější pomůcka používaná ke stabilizaci a udržení implantátů na místě po operaci.

Určení uživatelé

Ženy po operaci prsu.

Indikace

Příslušenství k použití v pooperačních podprsenkách po operaci, obvykle po zvětšení prsu.

Klinické výhody

- Během fáze hojení udržuje implantáty ve správné poloze

Výkonnostní charakteristiky**Všeobecné výkonnostní charakteristiky**

Prodívající: Pletený materiál je prodívající.

Bezevíza: Odpaďdá výskyt švů v kritických oblastech (kožičky, po stranách, na zádech a pod poprsím).

Specifické výkonnostní charakteristiky

- Snadno nastavitelná úrovně komprese se zapínáním na háček a smyčku vpředu
- Jedna velikost pro všechny
- Měkký a pružný materiál
- Lehké

Pokyny k péči

- Před praním zapněte na háček a smyčku
- Perle společně s prádlem podobných barev

Perle v pracím sáčku

Při použití přípravků na bázi chloru se zkracuje životnost a snižuje se funkčnost

Doplňující pokyny

Pomůcka používejte pouze po konzultaci a podle pokynů svého chirurga.

Ovlašťovací povinnost

V případě jakékoli stížnosti se obratěte přímo na svého dodavatele.

V případě závažného incidentu, který by mohl vést k významnému zhoršení zdravotního stavu nebo k úmrtí, kontaktujte výrobce a příslušný orgán členského státu. Závažné události jsou definovány v článku 2 Č. 65 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).

Životnost používaného zařízení

Životnost zdravotnického zařízení určuje jeho přirozené opotrebení, i když se s ním zachází správně a podle doporučení. Pokud jsou na něm patrné známky poničení, které ovlivňují výkon nebo pohodlí, je pořeša zařízení zlikvidovat.

Kontraindikace**Relativní kontraindikace:**

- Velmi citlivá jízva a kožní itkař v operované oblasti
- Kožní onemocnění
- Radiodemafida
- Kontaktní dermatofida

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Dodržujte návod k použití!
- Dodržujte doporučení svého lékaře týkajícího se používání a nasazení
- Pomůcku používejte podle lékařské indikace tak, aby nedošlo k poranění nebo poškození
- Dodejte-li k neočekávanému nepohodlí nebo podráždění rány, sejměte pomůcku a kontaktujte svého chirurga
- Zkontrolujte správné umístění pomůcky tak, aby nedocházelo k tlakovému bolesti a/nebo ztíženému průtoku cév
- V případě nepřijemných pocitů pomůcku odstraňte nebo snižte úroveň komprese.

Složení materiálu

Suroviny a součásti použité v tomto zdravotnickém prostředku byly jízvou testovány z hlediska obsahu skodlivých látek podle normy STANDART100 podle DEKO-TEX®, príloha 4, říada výrobků II.

Zdravotnický prostředek a obsah jízvou:

- Biologicky nezávadné, netoxické: bez obsahu chlóru a dioxinu a neobsahuje lidské ani zvířecí tkáň nebo výtažky, zakázané azobarvivové pigmenty, lékařské látky ani fláhaly
- Neobsahuje a nejsou vystaveny přirodnímu kaučukovému latexu nebo derivátem přirodního kaučuku
- Neobsahuje též kovy ani jiné škodlivé kontaminace a nepředstavují žádný škodlivý dopad na člověka spojený s jejich zamýšleným konečným použitím
- V souladu s nařízením REACH
- Při zpracování/úpravě prostředku nejsou přidávány žádné chemické látky. Prostředek může obsahovat zrnkováčovadla a antistatické látky do 1,5 %

SLOŽENÍ HLAVNÍ TKANINY

77% PA, 14% EL, 9% CO

①

Návod k použití

Pomůcka v primárním balení je připravena k přímému klinickému použití.

Nasazení pomůcky

- Pomůcka by měla nosit na vrchní části pooperační podprsenky Carefix, vysoko na hrudní stěně na horním svahu prsu, umístěná těsně pod podpaží.

POSTUP**POKYNY**

| | | |
|---|------------|---|
| 1 | Neuvádí se | Zapínání na háčky a smyčky rozepnějte oběma rukama. |
| 2 | | Pomůcku umístěte kolem horní části zad se zapínáním na háčky a smyčky odpovídajícím středu podpaží. |
| 3 | Neuvádí se | Když je pomůcka správně umístěna, zapněte háček a smyčku nad prsy. |
| 4 | | Obejte na to, aby se pomůcka nemáčkala a netlačila v oblasti podpaží. |

Tilænkt anvendelse

Eksteren enhed, der bruges postoperatorielt til at stabilisere og holde implantater på plads.

Tilænkte brugere

Til kvinder efter brystkirurgi.

Indikationer

Tilbehør til brug sammen med postoperative BH'er, typisk efter forstørrende brystkirurgi.

Kliniske fordele

- Holder implantaterne i korrekt position under helingsfasen.


Virkningssegenskaber**Generelle virkningssegenskaber**

Åndbar: Trikotagemateriale er åndbar.

Samlos: Ingen somme ved kritiske områder

Specifikke virkningssegenskaber

- Let justbar kompressionsniveauer med burrelukning foran
- One-size
- Blodt og strækbart materiale
- Letvægtig

Vaskeanvisning

- Luk burrelukningen for vask
- Vaskes sammen med tøj i lignende farver
- Vaskes i vaskepose
- Anvendelse af klorinbaserede produkter kan påvirke produktets holdbarhed og funktion

Yderligere instruktioner

Kan bruges af én patient flere gange



Skal holdes tor



Må ikke udsættes for direkte sollys



Bortskaffes med det almindelige affald

Anvend udelukkende enheden i samråd med og som anvisning af kirurgen.

Indberetningspligt

I tilfælde af klager bedør vi dig kontakte din forhandler.

I tilfælde af en alvorlig hændelse, som kan føre til alvorlig helbredsforsringelse eller død, skal producenten og den kompetente myndighed i det pågældende medlemsland kontaktes. Informations på alvorlige hændelser findes i artikel 2, nr. 65 af forordning (EU) 2017/745 (MDR).

Produktets levetid under brug

Det medicinske produkts levetid bestemmes af naturligt slid ved brug, også selvom det behandles korrekt og som anbefalet. Hvis der tegn på forringelse af produktets funktion og komfort bør produktet bortskaffes.

Kontraindikationer**Relative kontraindikationer:**

- Meget følsomt sår eller hudvæg i operationsområdet
- Hudsygdomme
- Radiodemafida
- Kontaktdermatida

Advarsler og forholdsregler

- Følg altid brugsanvisningen
- Følg altid kirurgens anbefalinger mht. brug og tilpasning
- Anvend enheden i henhold til medicinske forskrifter for at undgå personskade eller beskadigelse.
- I tilfælde af uventede gener eller sårirritation skal enheden fjernes, og kirurgen kontaktes
- Hold implantaterne i korrekt position under helingsfasen.
- Sorg for, at enheden er placeret korrekt for at undgå trykpunkter og/eller hindre vaskulær omflod ved tilgangen.
- Ved ubehag tages enheden af, eller kompressionsniveauet reduceres.

Materialeammensætning

De råmateriale og komponenter, der er anvendt i produktet, er testet for skadelige stoffer i henhold til DEKO-TEX® STANDARD100, bilag 4, produktklasse II.

Produktet og emballage er:

- Biologisk sikker, ikke-giftig; fri for klor och dioxin og indeholder ikke humant eller animalsk væv eller ekstrakter, forbudte azofarvepigmenter, medicinske stoffer eller flåtaler
- Fri og ikke eksponeret for naturgummilatex eller biprodukter af naturgummi
- Fri for tungmetaller og andre skadelige stoffer. Udsætter ikke mennesker for skade ved tilgangen
- I overensstemmelse med REACH
- Fri for kemikalier tilført under produktbehandlingen/-afslutningen. Produktet kan indeholde op til 1,5 % blodgørende og antistatiske midler.

HOVEDMATERIALE

77% PA, 14% EL, 9% CO

①

Brugsanvisning

Enheden i emballage er forberedt til medicinsk brug.

Tilpasning af implantat-stabiliseringsbåndet

- Båndet skal bæres oven på en Carefix postoperatoriell BH, højt på brystvæggen på det øverste brystsvæg, placeret lige under armhulerne.

TRIN**VEILEDNING**

| | | |
|---|-----|--|
| 1 | I/R | Åbn burrelukningen med begge hænder. |
| 2 | | For enheden rundt om din ovre ryg med burrelukningen placeret over midten af din BH. |
| 3 | I/R | Når båndet er placeret korrekt på det øverste brystsvæg, lukkes burrelukningen. |
| 4 | | Sorg for, at enheden ikke folder eller lægger pres på området omkring armhulerne. |

Uso previsto

Dispositivo externo utilizado para estabilizar y evitar movimientos de los implantes tras la cirugía.

Usuarios previstos

Mujeres tras cirugía mamaria.

Indicaciones

Accesorio para uso con sujetadores postoperatorios tras pasar cirugía mamaria, normalmente aumento.

Beneficios clínicos

- Manifiene los implantes en la posición correcta durante la fase de curación

Características de rendimiento**Características de rendimiento generales**


- Transpirable: El material tejido es transpirable.
- Sin costuras: Sin costuras en zonas críticas (cintura, lateral, espalda y bajo el pecho).

Características de rendimiento específicas

- Nivel de compresión fácilmente ajustable con cierre del gancho y bucle en la parte delantera
- Talla universal
- Material suave y elástico
- Ligero

Instrucciones de cuidado

- Cierre el gancho y bucle antes de lavar
- Lavar con colores similares
- Lavar en una bolsa para lavadora
- El uso de productos a base de cloro podría reducir la durabilidad y funcionalidad del producto

Instrucciones adicionales

Solo utilizar el dispositivo tras consulta y según lo indique su cirujano.

Obligación de notificación

Contacte directamente con su proveedor en caso de tener cualquier reclamación. En el caso de un incidente grave que podría conducir a un deterioro significativo de la salud o la muerte, contacte con el fabricante y la autoridad competente del estado miembro. Los incidentes graves quedan definidos en el artículo 2 n.º 65 de la Normativa (EU) 2017/745 (MDR).

Vida útil del producto sanitario en uso

El desgaste natural condiciona la vida útil del producto sanitario, incluso cuando este se utilice de manera correcta y según lo recomendado. En caso de signos de deterioro, que afecten el rendimiento y la comodidad del producto, este se deberá desechar.

Contraindicaciones

Contraindicaciones relativas:

- Tejido blando y cutáneo muy sensible en la zona operada
- Enfermedades cutáneas
- Radiodermatitis
- Dermatitis de contacto

Advertencias y precauciones

- Siga las instrucciones de uso
- Siga las recomendaciones de su cirujano relacionadas con el uso y el ajuste
- Utilice el dispositivo siguiendo las indicaciones médicas para evitar lesiones o daños
- En caso de producirse cualquier molestia o irritación de la herida, retire el dispositivo y contacte con su cirujano
- Asegúrese de que el dispositivo se coloca correctamente para evitar puntos de presión y/o la obstrucción del flujo sanguíneo
- Retire el dispositivo o reduzca el nivel de compresión en caso de molestias.

Composición del material

Se han realizado pruebas en las materias primas y los componentes utilizados en el dispositivo para sustancias dañinas de acuerdo con STANDARD100 de OEKO-TEX®, Anexo 4, producto de categoría II.

El dispositivo y el embalaje son:

- Seguros biológicamente, no tóxicos; sin cloro ni dioxina, y no contiene tejido ni extractos humanos o animales, pigmentos de colorante azólico prohibidos, sustancias médicas o ftalatos
- No contienen y no han estado expuestos a látex de caucho natural o derivados del caucho natural
- Libre de metales pesados u otra contaminación dañina y no presenta ningún impacto humano perjudicial asociado con su uso final previsto.
- De conformidad con REACH
- No se añaden productos químicos durante el tratamiento/acabado del dispositivo. El dispositivo puede contener hasta un 1,5 % de agentes de ablandamiento y antiestáticos

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO PRINCIPAL

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Instrucciones de uso

El dispositivo en el embalaje principal está preparado para uso clínico directo.

Colocar el dispositivo

- El dispositivo se debe llevar encima de un sujetador postoperatorio CareFix, alta en la pared torácica sobre la caída superior del pecho, colocado justo debajo de las axilas.

| PASOS | INSTRUCCIONES |
|-------|---|
| 1 | N/A |
| 2 | |
| 3 | Cuando el dispositivo esté correctamente colocado, ajuste el cierre de gancho y bucle por encima de sus pechos. |
| 4 | Asegúrese de que el dispositivo no se arruga o causa presión en la región axilar. |

Käyttötarkoitusta

Käytetään ulkoisesti stabiloimana ja pitämään implantti paikallaan leikkauksen jälkeen.

Suunnitellut käyttäjät

Naiset, rintaleikkauksen jälkeen.

Käytön esiteet

Suhteelliset käytön esitteet:

- Eriihän herkkä arpi ja hukkous operoidulla alueella
- Ihossairaudet
- Radiodematiitti
- Kosketushuohtuma

Varoituset ja varotoimet

- Noudata käytööhjeita
- Noudata kirurgin suosituksia käytöstä ja sovituksesta
- Käytä tuotetta lääkeettömilta käytötarkoitukseltaan mukaisesti vammojen ja vahinkojen välttämiseksi.
- Jos esittymä odottamatonta epämukavuutta tai haavan ärsyystä, poista tuote ja ota yhteyttä kirurgiin
- Varmista, ettei tuote on asetettu ikeinen niin, ettei se aiheuta painepisteitä ja/tai estä verenkiertoa.
- Poista tuote tai vähennä kompressiota, jos tuote tuntuu epämukavalta.

Materiaalin koostumus

Tuotteessa käytettyjä raaka-aineiden ja komponenttien haitallisten aineiden pitoisuus on testattu ja täytyää OECD STANDARD 100, life 4, tuotefukan II vaatimukset.

Tuote ja pakkaus:

- Biologisesti turvallinen ja myrkylönen. Ei sisällä kloro, dioksimia, ihmisen- tai eläinperäisiä kudoksia tai uitteita, kiellettyjä atsvoaineita, hakeaineita tai flatalatteja.
- Ei sisällä luonnonkumikateksia tai luonnonkumin johdannaisia eikä ole altistunut nille.
- Ei sisällä raskasmalleja tai muita haitallisia epäpuhtauksia, eikä aiheuta haitallisia valkuuttoja ihmisiin alkuperäisessä käytötarkoituksessaan.
- Noudattaa REACH-asetusten vaatimuksia.
- Tuoteesta käsitteiltä tai viimeistelystä aikana ei ole lisätty kemikaaleja. Tuote voi sisältää pehmeentävää ja antistaaftisia aineita enintään 1,5 %.

PERUSKANNA KOOSTUMUS

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Käytööhje

Kuluttajapakkauksessa oleva tuote on valmis suoraan kliniseen käyttöön.

Tuotteen asettaminen

- Tuoteta pideetään postoperatiivisten Carefix-rintaliiven päällä korkealla rintakehällä rintojen kaltevalla gläösöllä aivan kainalojen alapuolella.

VAIHEET

1

-

Avaat tarraikiinitys molemmilla käsin.

2

Aseta tuote yläselän ympäri niin, että tarraikiinitys tulee rintaliiven keskipohdalle.

3

-

Kun tuote on oikealla paikallaan, sulje tarraikiinitys rintojen päälle.

4

Varmista, ettei tuote ole ryppysä tai aiheuta painetta kainalojen alueelle.

Ilmoitusvelvollisuus

Ios haluat esittää valtuksen, ota yhteys suoraan toimitajaasi.

Mikäli havaitaan vakava vaarallinen, joka voisi johtaa terveyden merkittäviin heikkenemiseen tai kuolemaan, ota yhteys valmistaajaan ja jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen. Vakavat vaarallisuudet on määritellyt asetuksen (EU) 2017/745 (MDR) 2 artiklan 65 kohdassa.

Laitteen kestoaka käytössä

Lääkinäillisen laitteen kestoajan määritä luonnollinen kuluminen, vaikka laitetta olisi käsitellyt oikein ja suojuksen mukaan. Jos laitteessa näkyvät suorituskykyyn ja mukavuuteen valkuuttavia heikkenemisen merkkejä, laite tulee havaittaa.

Utilisation prévue

Dispositif externe conçu pour stabiliser et maintenir les implants en place après une intervention chirurgicale.

Utilisateurs prévus

Femmes, après une chirurgie mammaire.

Indications


Accessoire à utiliser avec les soutiens-gorge post-chirurgicaux après une chirurgie mammaire, généralement une augmentation mammaire.

Avantages cliniques

- Maintenir les implants dans une position correcte pendant la phase de guérison

Caractéristiques de performance**Caractéristiques de performance générales**

Respirant : Le tissu tricoté est respirant.



Sans couture : Aucune couture dans les zones critiques (bonnets, côtés, dos et sous la poitrine).

Caractéristiques de performances spécifiques

- Niveau de compression facilement réglable avec fermeture crochet et boucle à l'avant
- Taille unique
- Matériau doux et extensible
- Léger

Instructions d'entretien

- Fermez la fermeture crochet et boucle avant le lavage
- Lavez avec des couleurs similaires
- Lavez dans un filet à lingé
- L'utilisation de produits à base de chlore peut diminuer la durabilité et la fonction

Instructions complémentaires

Plusieurs utilisations pour un seul patient



Garder au sec



Éviter une exposition directe au soleil



Peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires

**Obligation de déclaration**

Pour toute réclamation, veuillez contacter directement votre fournisseur.

En cas d'incident grave pouvant entraîner une détérioration sérieuse de la santé ou le décès, contactez le fabricant et l'autorité compétente de l'état membre. Les incidents graves sont définis dans l'article 2 n° 65 du Règlement (UE) 2017/745 (MDR).

La durée de vie du dispositif en utilisation

La durée de vie du dispositif médical est déterminée par l'usure normale, même en cas de traitement correct et conforme aux recommandations. En cas de signes de détérioration affectant la performance et le confort, le dispositif doit être éliminé.

Contra-indications**Contre-indications relatives:**

- Cicatrice et tissu cutané très sensibles dans la zone opérée
- Maladies de la peau
- Radiodermite
- Dermatite de contact

Avertissements et précautions

- Suivez les instructions d'utilisation
- Suivez les recommandations de votre chirurgien concernant l'utilisation et l'ajustement
- Utilisez le dispositif conformément aux indications médicales pour éviter des blessures ou des dommages
- En cas de gêne ou d'irritation inattendue des plaies, retirez le dispositif et contactez votre chirurgien
- Veuillez à ce que le dispositif soit placé correctement afin d'éviter les points de pression et/ou l'obstruction du flux vasculaire
- Retirez le dispositif ou diminuez le niveau de compression en cas d'inconfort

Composition des matériaux

Les matières premières et les composants utilisés dans le dispositif sont soumis à des tests de substances nocives conformément à la norme STANDARD100 de OEKO-TEX®, annexe 4, classe de produit II.

Le dispositif et l'emballage sont :

- Biologiquement sûrs, non toxiques ; exempts de chlore et de dioxyne, ils ne contiennent pas de tissus ou d'extraits humains ou animaux, de pigments azoïques interdits, de substances médicales ou de phthalates
- Exempts de latex de caoutchouc naturel ou de dérivés de caoutchouc naturel et non exposés à ceux-ci
- Exempts de métaux lourds ou d'autres contaminations nocives et ne présentant aucun impact humain ni sur liés à leur utilisation finale prévue
- En conformité avec REACH
- Aucun produit chimique ajouté durant le traitement/la finition du dispositif. Le dispositif peut contenir des agents adoucissants et antistatiques jusqu'à 1,5 %

COMPOSITION DU TISSU PRINCIPAL

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Instructions d'utilisation

Dans son emballage primaire, le dispositif est préparé pour une utilisation clinique directe.

Ajustement du dispositif

- Le dispositif doit être porté au-dessus d'un soutien-gorge post-chirurgical Carefix, sur la partie supérieure de la poitrine, et il doit être placé juste en dessous des aisselles.

| ÉTAPES | INSTRUCTION |
|--------|--|
| 1 | S.O. |
| 2 | Placez le dispositif autour du haut de votre dos avec la fermeture crochet et boucle correspondant au centre de votre soutien-gorge. |
| 3 | S.O. |
| 4 | Veuillez à ce que dispositif ne fasse pas de plis ou ne provoque pas de pression dans la région des aisselles. |

Namjenjena uporaba

Vanjski uređaj koji se koristi za stabiliziranje i držanje na mjestu implantata nakon kirurškog zahvata.

Predviđeni korisnici

Zene, nakon operacije dojke ili dojki.

Indikacija

Dodatak za uporabu u postoperativnim grudnjacima nakon operacije dojke, obično povećanja.

Kliničke prednosti


- Drži implantate u ispravnom položaju tijekom faze ozdravljenja

Karakteristike performansi**Opće karakteristike performansi**

Bešavna: nema šavova u kričnim područjima (košarice, bočne strane, straga i ispod poprsja).

Specifične karakteristike performansi

- Jednostavno podešavanje razina kompresije zavlačaćem na čičak na prednjoj strani
- Jedna veličina odgovara svima
- Mekan i rastejljiv materijal
- Lagana je

Upute za njegu/održavanje

- Zatvorite čičak prije pranja
- Perite sa sličnim bojama
- Perite u vreži za rublje
- Korištenje sredstava za dezinfekciju na bazi klora može umanjiti trajnost i funkcionalnost

Dodatake upute

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| | Za višekratno koristenje jedne osobe | | Držati suho |
| | Držati podalje od izravne sunčeve svjetlosti | | Može se zbrinuti s običnim otpadom |

Uredaj koristite isključivo nakon konzultacije i na način koji propše vaš kirurg.

Obvezne prijave

Ako imate bilo kakvih pritužbi, obraťte se izravno svom dobavljaču. U ozbiljnom slučaju („ozbiljni incident“) koji bi mogao dovesti do značajnog pogoršanja zdravlja ili smrti, obraťte se proizvođaču i u službenom tijelu države članice. Ozbiljni incidenti definirani su u članku 2. br. 65 Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).

Zivotni vijek uređaja u uporabi

Uobičajeno trošenje i rabe medicinskog uređaja utječe na njegov vijek trajanja, čak i ako se njime rukuje ispravno i u skladu s preporukama. Ako uređaj počne pokazivati znakovе propadanja koji utječu na rad i udobnost, treba ga baciti.

Kontraindikacije**Relativne kontraindikacije:**

- Vrla osjetljivo ožiljno i kožno tkivo u području zahvata
- Kožne bolesti
- Radiodermatitis
- Kontaktni dermatitis

Upozorenja i mjere opreza

- Slijedite upute za uporabu
- Slijedite preporuke vršnjeg kirurga u vezi uporabe i ugradnje
- Uredaj koristite prema medicinskim indikacijama kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja
- Ako dođe do neotčekivane nelagode ili iritacije rane, uklonite uredaj i obratite se svom kirurgu
- Pronovite je li uređaj ispravno postavljen kako bi se izbjegle fočke pritiska i/ili omeljani srčani ritam (vaskularni protok)
- U slučaju nelagode skinite uredaj ili smanjite razinu kompresije.

Sastav materijala

Sirovine i komponente koje se koriste u Post-Op grudnjacima testirane su na štetne tvari u skladu sa STANDARDOIMIOO od OEKO-TEX®, klasa II.

Post-Op grudnjaci i pakiranje:

- Biološki siguran, netoksičan; bez klorida i dioksina i ne sadrži ljudska ili životinjska tvari ili ekstrakte, zabranjene pigmentne azo-bojila, ljevkovite hari ili ftalte
- Ne sadrži prirodni kaučuk latex ili derivate prirodnog kaučuka
- Ne sadrži teške metale ili drugu štetnu kontaminaciju i ne predstavlja nikakav štetan učinak na ljude povezan s namjeranom krajnjom uporabom
- Sukladno REACH-u
- Tijekom obrade/završne obrade uređaja ne dodaju se kemikalije. Uredaj može sadržavati omekšivače i antistatike do 1,5%

GLAVNI SASTAV TKANINE

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Upute za uporabu

Uredaj u primarnom pakovanju pripremljen je za izravnu kliničku uporabu.

Nošenje uređaja

- Uredaj treba nositi na vrhu postoperativnog grudnjaka Carefix, visoko na židu prsnog koša na gornjoj strani dojke, odmah ispod pazuha.

| KORACI | PUTOVE |
|--------|---|
| 1 | Nije primjenjivo Otvorite čičak koristeći obje ruke. |
| 2 | Slavite uredaj oko gornje strane leđa, s čičkom postavljenim u poziciju sredista vašeg grudnjaka. |
| 3 | Nije primjenjivo Kada je uređaj ispravno namješten, pričvrstite čičak iznad dojki. |
| 4 | Pazite da se uredaj ne nabora i da ne uzrokuje pritisak u području pazuha. |

Rendeltekesszérű használat

Külső eszköz az implantátumok műtét utáni stabilizálására és helyben tartására

Megelzőtt felhasználók

Nők, mellműtét után.

Javallatok

Mellműtétet, jellemzően mellnagyobbítást követő posztoperatív melltartóhoz használható tartozék

Klinikai előnyök

- Az implantátumokat a gyógyulási fázis alatt a megfelelő pozícióban tartja

Teljesítményjellemzők

Általános teljesítményjellemzők

Légtérítés: A kifolyó anyag légtérítészetű.

Varralmentes: Nincsnek varratok a kritikus területeken (kosarak, oldalsó részek, hát és a mellrésszel alatt).

SPECIFIKUS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

- Könnyen allítható kompressziós szint elől horog és hurok zárással
- Universális méret
- Lágy és nyújtatható anyag
- Kis súly

Ápolási útmutatások



Mosás előtt zárja össze a kampót és a hurokot

Hasonló színű termékekkel mosza

Mosósákon mosaa

A köröklapú szerel használata csökkentheti a használási időt, és befolyásolhatja az alkalmazást

Kiegészítő útmutatások



Egyetlen paciens általi többszörös használat



Száraz helyen tartandó



Ne érje közvetlen napsugárzás



A szokásos háztartási hulladékba dobható ki

Az eszköz kizáradág sebésze megkérdezése és tanácsa alapján alkalmazza

Jelentési kötelezettség

Ha bármilyen panasza van, kérjük, forduljon közvetlenül az eladójához.

Súlyos incidens esetén, amely jelentős egészségromlásból vagy halálhoz vezethet, lépjen kapcsolatba a gyártóval és a tagállam illetékes hatóságával. A súlyos incidenseket a (EU) 2017/745 (MOR) rendelet 2. cikkének 65. pontja határozza meg.

A felhasznált eszköz élettartama

Az orvostecnikai eszköz élettartamát a természetes elhasználódás határozza meg, még akkor is, ha helyesen és az ajánlásnak megfelelően kezelik. A teljesítmény és kényelmet befolyásoló romlás jelei esetén az eszköz el kell távolítani.

Ellenjavallatok

Relatív ellenjavallatok:

- Nagyon érzékeny hęs és bőrszövet a műtött területen
- Bőrbetegségek
- Radiodermatitis
- Kontakt bőrgyügyelés

Figyelemzetelek és óvintézkedések

- Kövesse a használati utasítást
- Tartsa be sebészi ajánlásait a használatra és illesztésre vonatkozóan
- A sérülések vagy karok elkerülése érdekében az eszköz az orvosi javallatnak megfelelően használja.
- Ha bármilyen váratlan kellemetlenség vagy sebifertő jelentkezik, távolítsa el az eszközöt, és forduljon a sebészhez
- Gyóződjön meg arról, hogy az eszköz pontosan van-e elhelyezve, hogy elkerülje a nyomásponktat és/vagy a vékérülések akadályozását.
- Kellemetlen érzés esetén távolítsa el az eszközöt, vagy csökkentse a kompresszió mértékét.

Anyagösszetétel

Az eszközökben felhasznált nyersanyagok és összetevők az OEKO-TEX® STANDARD100 szabvány szerint, 4. melléklet, II. termékkategória, káros anyagok szempontjából bevizzégtáltak.

Az eszköz és a csomagolás:

- Biológiaileg biztonságos, nem mérgező, klór- és dioxinimentes, nem tartalmaz emberi vagy állati szövetet vagy kivonatot, tiltott zsof-festék pigmenteket, gyógyság zati anyagokat vagy flatalokat
- Nem tartalmaz természetes gumilátexet vagy természetes gumiszármazékot, és nincs ezeknek kritéje
- Nehézfémektől vagy más káros szennyeződéstől mentes, és nem okoz semmilyen káros emberi hatást a rendeltekesszérű végrehajtásnál kapcsolódóan
- Megfelel a REACH-nek
- Az eszköz a kezelés/utófinomítás során nem kap hozzáadott vegyszereket Az eszköz legfeljebb 1,5% lágyító és antisztatikus anyagot tartalmazhatnak

FÖ ANYAGÖSSZETÉTEL

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Használati utasítás

Az elsődleges csomagolású eszköz közvetlen klinikai felhasználásra készül.

Az eszköz illesztése

- Az eszköz a Carefix műtét utáni melltartón kell viselni, magasan a mellkas falán, a mell felső részén, közvetlenül a hónalj alatt.

| LEPÉSEK | ÚTMUTATÁS |
|---------|--|
| 1 | n/a |
| 2 | Helyezze az eszközt a kampós és hurkos rögzítővel a háta felső része köré a melltartó közepének megfelelően. |
| 3 | n/a |
| 4 | Győződjön meg röla, hogy az eszköz nem gyűrűdik, és nem okoz nyomást a hónalj téjéken. |

Uso previsto

Dispositivo esterno per stabilizzare e mantenere in posizione gli impianti dopo l'intervento.

A chi si rivolge il presidio medico

Per donne, a seguito di un intervento chirurgico al seno.

Controindicazioni

Controindicazioni relative:

- Cicatrice e tessuto cutaneo molto sensibile nella zona operata
- Malattie cutanee
- Radiodermatitis
- Dermatite da contatto

Avvertenze e precauzioni

- Attenersi alle istruzioni per l'uso
- Seguire le indicazioni del chirurgo in merito a impiego e corretta applicazione del presidio
- Utilizzare il dispositivo secondo le indicazioni del medico, in modo da prevenire lesioni o danni
- In caso di disagio imprevisto o irritazione della ferita, rimuovere il dispositivo e contattare il proprio chirurgo
- Verificare che il dispositivo sia posizionata correttamente, in modo da evitare punti di pressione e/o ostruire il flusso vascolare
- Rimuovere il dispositivo o diminuire il livello di compressione in caso di fastidio intenso.

Composizione del materiale

Le materie prime e i componenti utilizzati nel presidio sono testati per le sostanze nocive secondo lo STANDARD100 di OEKO-TEX®, allegato 4, classe di prodotto II.

Il dispositivo e l'imballaggio sono:


- Biologicamente sicuri, non tossici, privi di cloro e disinfesta e non contengono tessuti o esfatti umani o animali, pigmenti azoici proibiti, sostanze mediche o italiani
- Privi di lattice di gomma naturale o derivati della gomma naturale e non esposto a tali sostanze
- Privi di metalli pesanti o altre forme di contaminazioni dannose e l'uso finale previsto non presenta alcun effetto nocivo per l'uomo
- Conforme alla norma REACH
- Privi di sostanze chimiche aggiunte durante il trattamento/la finitura del presidio. Il presidio può contenere agenti ammorbidente e antistatici fino all'1,5%

COMPOSIZIONE DEL TESSUTO PRINCIPALE

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Istruzioni per il lavaggio



- Chiudere il gancio e l'anello prima del lavaggio
- Lavare con colori simili
- Lavare in un sacchetto salvabucato
- L'uso di prodotti a base di cloro può ridurre durata e resa

Istruzioni aggiuntive

| | |
|--|---|
| | Uso multiplo per un singolo paziente |
| | Tenere asciutto |
| | Tenere lontano dalla luce diretta del sole |
| | Può essere smaltito con i normali rifiuti domestici |

Utilizzare il dispositivo solo dopo aver chiesto consiglio a un medico e secondo le istruzioni dispensate dal chirurgo.

Obbligo di segnalazione

Per reclami, contattare direttamente il proprio fornitore.
In caso di incidente grave che potrebbe portare a un significativo pregiudizio della salute o alla morte, contattare il produttore e l'autorità competente dello Stato membro. Gli incidenti gravi sono definiti nell'articolo 2, punto 65, del Regolamento (UE) 2017/745 (MOR).

Indossare del dispositivo

| PASSI | | ISTRUZIONI |
|-------|--|--|
| 1 | | Aprire la chiusura hook & loop usando entrambe le mani. |
| 2 | | Posizionare il dispositivo intorno alla parte superiore della schiena con la chiusura hook & loop al centro del reggiseno. |
| 3 | | Se il dispositivo viene posizionata correttamente, fissare il gancio e l'anello sopra il seno. |
| 4 | | Verificare che il dispositivo non si arricci o causi pressione nella regione asciellare. |

使用目的
本製品は手術後にインプラントを安定させ、所定の位置に保つようにサポートするための外部機器です。

使用対象者
乳房手術を受けた女性

適応
本製品は乳房切除などの手術後に使うブラジャーと一緒に使ってお使いください。付属品です。

臨床効果
・療養中、インプラントが正しい位置になるようにサポートします。

性能特性
一般的な性能特性

通気性: 通気性のよい素材を使用。

縫い目なし: 重要な部分（カップ、サイド、バック、アンダーパス）に、縫い目がありません。

製品の主な特徴

- 前面のフック&ループを使って、圧迫レベルが簡単に調整できます
- どちらにもフィットするフリーサイズ
- 柔らかく伸縮性のある素材
- 軽量

お手入れ方法



- お洗濯の際は、フックとループを閉じたままにしておいてください
- 同系色のものだけ一緒に洗ってください
- 洗濯用ネットに入れて洗ってください
- 塩素系製品を使用すると、耐久性や機能が低下することがあります

その他注意事項



本製品をご使用になる前に、あなたの外科医の診察を受け、指示に従ってください

報告義務

苦情がある場合は、直接販売店に連絡してください。
健康の著しい悪化または死亡につながる可能性のある重大事故が発生した場合は、製造者および加盟国の管轄当局に連絡してください。重大事故とは、規則第2条第65号に定義されています(EU)2017/745(MDR)

使用中の機器の寿命

医療機器の寿命は、正しく推奨通りに扱われた場合でも、自然消耗によって決定されます。性能と快適性に影響を与えるような劣化の兆候が見られる場合は、装置を廃棄してください。

禁忌事項

- 相対的禁忌事項:
- 手術部位の敏感な瘢痕と皮膚組織
 - 皮膚疾患
 - 放射線皮膚炎
 - 接触性皮膚炎

警告および使用上の注意

- 使用説明に従ってください
- 使用方法と装着にこましましては、医師の指示に従ってください。
- 本製品は、ケガや術部への損傷を防ぐため必ず医療指示通りにご使用ください。
- 傷に予期しない不快感や刺激を感じた場合は、デバイスの使用を中止し、外科医に相談してください。
- 人体の急所を避け、血流が悪くなるないように、本製品が正しい位置に着けられているか確認してください。
- ご使用中に不快感がある場合は、本製品を取り外すか、圧迫を緩めてください

原料素材

本製品で使用する原材料および部品は、有害物質検査において DEK-TEX® の STANDARD100 、 Anevis product class IIc に準拠した検査を受けています。

本製品および梱包は以下の通りです:

- 生物学的に安全で毒性がなく、塩素やダイオキシンを含まず、ヒトや動物の組織や抽出物、禁止されているアゾ染料顔料、医療用物質、フタリ酸塩を含みません
- 天然ゴムラテックスや天然ゴム誘導体を含まず、または曝露されていません
- 重金属やその他の有害な汚染物質を含まず、目的の用途に関して人体に有害な影響を与えません
- REACH規則に準拠
- 加工や仕上げにおいて、化学物質を添加していません。本製品には1.5%以下の軟化剤および帯電防止剤が含まれる場合があります

主な生地素材

77% PA, 14% EL, 9% CO

①

使用説明

本製品は一次包装されており、臨床でもご使用いただけます。

本製品の装着

本製品は Carefix Post-Surgical Bra を着けた状態で、胸の上部あたりの胸壁の高い位置に置き、脇の下にくるように装着します。

| 使用 | 指示 |
|----|---|
| 1 | n/a |
| 2 | フック・アンド・ループ留め具がブラジャーの中央にくるようにして、本製品を上半身に巻きつけます。 |
| 3 | n/a |
| 4 | 本製品を正しく装着したら、乳房の上方でフック・アンド・ループを留めます。 |
| | 本製品がしわになったり、または脇の下を圧迫したりしていないことを確認してください。 |

使用 地침

手術後 インプラントを 안정화하고 제자리에 고정하는 데 사용되는 외부 기기。

대상 사용자
여성, 유방 수술 후.

금기 사용

관련 금기 사용:

- 수술 부위에서 매우 민감한 상처와 피부 조직
- 피부 질환
- 방사선피부염
- 접촉 피부염

사용 안내

유방 수술 후(보통 유발 확대술) 수술 후 브라에 사용되는 액세서리.

임상적 이점

- 치유 과정에서 임플란트를 올바른 위치에 유지합니다.

성능 특성

일반 성능 특성

통기성: 통기성 있는 나팅 재료로 제작됩니다.

심리스: 종요 부위(컵, 사이드, 백, 언더 버스트)에 솔기가 없습니다.

특정 성능 특성

- 일쪽의 후크와 고리 어미으로 압박 수준을 손쉽게 조절 가능
- 프리 사이즈
- 소프트하고 신축성 좋은 재질
- 경량

관리 지침



- 세탁 전 후크와 고리를 참고십시오.
- 비슷한 색상의 세탁물과 세탁하십시오.
- 빨래망에 넣어 세탁하십시오.
- 염소 기반 제품을 사용하면 내구성과 기능이 저하될 수 있습니다.

경고 및 주의사항

- 사용 지침을 준수하십시오.
- 사용 및 패킹과 관련해서 담당의사의 권고를 따르십시오.
- 부상 또는 손상을 방지하려면 의료 사용 안내에 따라 기기를 사용하십시오.
- 예기치 않게 불편하거나 상처가 따끔거릴 경우 수술 후 장치를 제거하고 의사와 상담하십시오.
- 압박으로 인한 자국 및/또는 혈류 장애를 방지하려면 기기 옆바로 배치되었는지 확인하십시오.
- 불편함이 느껴지는 경우 기기를 제거하거나 압박 수준을 낮추십시오.

제질 구성

기기에 사용된 원재료와 구성요소는 DEK-TEX®의 STANDARD100, 부록 4, 제품 클래스 II에 따라 유해물질에 대한 테스트를 거쳤습니다.

기기 및 포장:

- 생물학적 안전, 무독성, 염소 및 다이옥신 무함유, 인체 및 동물 조직이나 추출물, 금지된 아조 염료 착색제, 의료 물질 또는 프탈레이트 무함유
- 천연고무 라텍스 또는 천연고무 파생물이 함유되지 않거나 그러한 물질에 대한 노출 없음
- 증금속 또는 기타 유해한 오염물 무함유, 용도와 관련하여 인체에 유해한 영향 없음
- 압축 포장
- 기기의 처리/마감 중 화학물질이 추가되지 않았습니다. 본 기기에는 최대 1.5%까지 유연제 및 정전기 방지제가 함유될 수 있습니다.

주요 직물 구성

77% PA, 14% EL, 9% CO

①

사용 지침

기본 포장재의 기기는 직접 임상적 사용을 위해 준비되어 있습니다.

기기 피팅

- 기기는 Carefix 수술후 브라 위에 착용하고 유방의 위쪽 골짜기의 흥벽에서 높게 하여 거드랑이 바로 아래에 놓아야 합니다.

단계

| 단계 | 지침 |
|----|--|
| 1 | 해당 없음 양손으로 후크와 고리를 업니다. |
| 2 | 등 위쪽에 기기를 놓고 후크와 고리를 브라 중앙 쪽으로 모읍니다. |
| 3 | 해당 없음 기기가 적절히 배치되면 가슴 위로 후크와 고리를 짐급니다. |
| 4 | 기기의 주름이 생기거나 거드랑이 부위를 압박하지 않는지 확인하십시오. |

Beoogd gebruik

Uitwendig hulpmiddel om implantaten na operaties te stabiliseren en op hun plaats te houden.

Beoogde gebruikers

Vrouwen, na een borstoperatie.

Indicaties

Accessoire voor postoperatieve beha's na borstoperaties, meestal vergroting.

Klinische voordelen

- Houdt de implantaten op de juiste positie tijdens de genezingsfase.

Prestatiekenmerken**Algemene prestatiekenmerken**

- Ademend: Het gebeerde materiaal is ademend.
- Naadloos: Geen naden op kritieke plaatsen (cups, zijkanten, rug en onder de buste).

Specifieke prestatiekenmerken

- Eenvoudig aanpassbaar compressieniveau met klittenbandsluiting aan de voorkant
- One-size-fits-all
- Zacht en rekbaar materiaal
- Lichtgewicht

Onderhoudsinstructies

- Sluit de klittenbandsluiting voor het wassen
- Met gelijke kleuren wassen
- Wassen in een waszak
- Het gebruik van producten op chloorbasis verminderd de duurzaamheid en werking

Aanvullende instructies

- Bruik het hulpmiddel alleen na overleg en volgens de instructies van uw chirurg.

Meldingsplicht

Als u klachten ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met uw leverancier. In geval van een ernstig incident dat tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid of overlijden, neem contact op met de fabrikant en met de bevoegde autoriteit van de lidstaat. Ernstige incidenten worden gedefinieerd in artikel 2 nr. 65 van Verordening (EU) 2017/745 (MDR).

De levenscyclus van het apparaat in gebruik

De levenscyclus van het medische apparaat wordt bepaald door natuurlijke slijtage, zelfs als het apparaat correct en als aanbevolen wordt gebruikt. In geval dat er tekenen van verslechtering zijn die de prestatie en het comfort van het apparaat verminderen, moet het apparaat worden weggegooid.

Contra-indicaties

Relatieve contra-indicaties:

- Zeer gevoelig litteken- en huidweefsel in het geopereerde gebied
- Huidandoeingen
- Radiidermatitis
- Contactdermatitis

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Volg de gebruiksaanwijzing
- Volg de aanbevelingen van uw chirurg betreffende gebruik en aanbrengen
- Gebruik het hulpmiddel volgens de medische indicatie om letsel of schade te voorkomen
- Als onverwacht ongemak of wondirritatie optreedt, verwijder het hulpmiddel en neem contact op met uw chirurg
- Zorg dat het hulpmiddel juist is geplaatst om drukpunten en/of belemmering van de vasculaire doorstroming te voorkomen
- Verwijder het hulpmiddel of verlaag het compressieniveau in geval van ongemakken.

Materiaalsamenstelling

De in het hulpmiddel gebruikte grondstoffen en componenten zijn getest op schadelijke stoffen volgens STANDARD100 van OEKO-TEX®, bijlage 4, produkciklasse II.

Het hulpmiddel en de verpakking zijn:

- Biologisch veilig, niet giftig; chloor- en dioxinevrij en bevatten geen menselijke of dierlijke weefsels of extracten, verboden azokleurstoffen, medicale stoffen of fthalate
- Vrij van en niet blootgesteld aan natuurrubberlatex of derivaten van natuurrubber
- vrij van zware metalen of andere schadelijke verontreinigingen en hebben geen schadelijke gevolgen voor de mens in verband met het beoogde eindgebruik
- Conform REACH
- Geen chemicaal toegevoegd tijdens behandeling/afwerking van het hulpmiddel. Het hulpmiddel kan weekmakende en antistatische middelen bevatten tot 1,5%

SAMENSTELLING HOOFDSTOF

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Gebruiksaanwijzing

Het hulpmiddel in primaire verpakking wordt voorbereid voor direct klinisch gebruik.

Aanbrengen van het hulpmiddel

- het hulpmiddel moet worden gedragen over een Carefix Postoperatieve beha, hoog op de borstkas op de bovenste helling van de borst, net onder de oksels.

| STAPPEN | | INSTRUCTIE |
|---------|--------|---|
| 1 | N.v.t. | Open de klittenbandsluiting met beide handen. |
| 2 | | Leg het hulpmiddel om uw bovenrug met de klittenbandsluiting in het midden van uw beha. |
| 3 | N.v.t. | Als het hulpmiddel goed is geplaatst, maakt u de klittenbandsluiting vast boven uw borsten. |
| 4 | | Zorg ervoor dat het hulpmiddel niet rimpelt of druk veroorzaakt in de okselstreek. |

Tiltenkt bruk

Eksternt enhet som brukes til å stabilisere og holde implantater på plass etter operasjonen.

Tiltenkte brukere

Kvinner etter brystoperaasjon.

Indikasjoner

Tilbehør for bruk i post-kirurgiske bh-er etter brystoperaasjon, typisk augmentasjon.

Kliniske fordeler

- Holder implantatene i riktig posisjon under helingsfasen

Ytelsesegenskaper**Generelle ytelsesegenskaper**

Pustende: Det vedve materialet er pustende.

Samløs: Ingen sommer i kritiske områder (cups, sider, rygg og under brystet).

Spesifikke ytelsesegenskaper

- Enkelt justerbart kompresjonsnivå med borrelås foran
- One-size-fits-all
- Mykt og togbart materiale
- Lett

Pleieinstruksjoner

- Lukk borrelås før vask
- Vaskes sammen med lignende farger
- Vaskes i vasepose
- Bruk av klorbaserte produkter reduserer holdbarhet og funksjon

Ytterligere instruksjoner


Kan brukes av enkeltpasient flere ganger



Oppbevares fort



Holdes vekk fra direkte sollys



Kan avhenges sammen med vanlig husholdningsavfall

Bare bruk enheten etter konsultasjon og som instruert av kirurgen din.

Rapportingsplikt

Ta direkte kontakt med leverandøren hvis du klager.

I tilfeller av en alvorlig hendelse som kan føre til en betydelig forverring av helse eller død, kontakt produsenten og vedkommende myndighet i medlemslandet. Alvorlige hendelser er definert i artikkel 2 nr. 65 i forskriften (EU) 2017/745 (MDR).

Levetiden på enheten i bruk

Levetiden på det medisinske utstyret varierer med naturlig aldring og slitasje, selv om det behandles riktig og som anbefalt. Hvis det observeres tegn på forringelse som påvirker ytelsen eller komforten, skal det kasseres.

Kontraindikasjoner

Relative kontraindikasjoner:

- Svært sensitivt arr og hudvev i det opererte området
- Hudslydommer
- Radioflematis
- Kontakteksem

Advarsler og forholdsregler

- Følg bruksanvisningen
- Følg kirurgens anbefalinger angående bruk og tilpassning
- Bruk enheten i henhold til medisinsk indikasjon for å unngå skade eller skade
- Hvis det oppstår uventet ubehag eller sårirritasjon, fjern enheten og kontakt din kirurg
- Sørg for at enheten er riktig plassert for å unngå trykkpunkter og/eller hindre vaskulær strømning
- Fjern enheten eller reduser kompresjonsnivået i tilfelle ubehag.

Materialsammensetning

Råvarer og komponenter som brukes i enheten er testet for skadelige stoffer i henhold til STANDARD100 av OEKO-TEX®, vedlegg 4, produktklasse II.

Enheter og emballasjer er:

- Biologisk sikker, ikke-giftig; klor- og dioksinfri, og inneholder ikke vev eller ekstrakter fra mennesker eller dyr, forbudte azofargepigmenter, medisinske stoffer eller flataler
- Fri for og ueksponert for naturgummilateks eller naturgummiderivater med mindre det er spesifisert i produktspesifikasjonen
- Fri for tungmetaller eller annen skadelig forurensning og utgjør ingen skadelig menneskelig påvirkning forbundet med tiltenkt sluttbruk
- I samsvar med REACH
- Ingredienser tilsatt under behandling/etterbehandling. Produktene kan inneholde mykigjørende og antistatiske midler opp til 1,5 prosent

HOVEDSTOFFSAMMENSETNING

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Bruksanvisning

Enheten i primærpakkningen er klarlagt for direkte klinisk bruk

Montering av enheten

- Enheten skal bæres på toppen av en Carefix Post-Surgical BH, hoyt på brystveggen i øvre skråning av brystet, plassert rett under armhulen.

TRINN**INSTRUKSJON**

| | | |
|---|-----|--|
| 1 | N/A | Åpne borrelåsen med begge hender. |
| 2 | | Plasser enheten rundt øvre del av ryggen med borrelåsen som tilsvarer midten av BH-en din. |
| 3 | N/A | Når enheten er riktig plassert, festet du borrelåsen over brystene. |
| 4 | | Pass på at enheten ikke blir rykket eller førårsaker trykk i armhulen. |

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zewnętrzne przeznaczone do stabilizacji i utrzymywania implantów w miejscu po operacji.

Docelowy użytkownicy

Kobiety, po operacji piersi.

Wskazania

Akcesoria do stosowania z biustonoszami pooperacyjnymi przeznaczonymi do noszenia po operacjach piersi, szczególnie po powiększeniu piersi.

Korzyści kliniczne

- Utrzymuje implanty w prawidłowej pozycji podczas okresu gojenia

Właściwości użytkowe

Ogólne właściwości użytkowe

Oddychający: Dziany materiał jest materiałem oddychającym.

Bezszwowy: Brak szwów w istotnych obszarach (miszczki, boki, tyl i pod biutsem).

Specyficzne cechy produktu

- Łatwo regulowany poziom kompresji z zapięciem na rzep z przodu
- Uniwersalny rozmiar
- Miękkie i rozciągliwy materiał
- Lekki

Instrukcje pielęgnacji



- Zapiąć haczyki i pętelkę przed praniem.
- Prać z podobnymi kolorami.
- Prać w woreczku na pranie.
- Stosowanie produktów na bazie chloru może pogorszyć wytrzymałość i funkcjonalność produktu.

Dodatkowe instrukcje

Produkt przeznaczony dla jednego pacjenta do wieleokrotnego stosowania.

Utrzymywać w suchości.

Trzymać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.

Można wyjmować wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Stosować urządzenie wyłącznie po konsultacji i zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez chirurga.

Obowiązek zgłoszenia

W przypadku reklamacji prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą.

W przypadku poważnego zdrżenia, które mogłyby doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci, należy skontaktować się z producentem i właściwym organem państwa czyniowiskowym. Poważne zdrżenia są zdefiniowane w art. 2 nr 65 rozporządzenia (EU) 2017/745 (MDR).

Okres użytkowania urządzenia w eksploatacji

Okres użytkowania urządzenia medycznego jest uwarunkowany naturalnym zużyciem, nawet przy prawidłowym i zgodnym z zaleceniami użytkowaniu. W przypadku oznak pogorszenia jego stanu wpływającego na wydajność i komfort użytkowania, urządzenie należy zutylizować.

Przeciwwskazania

Względne przeciwwskazania:

- Bardzo wrażliwa blizna i tkanka skóra w operowanym miejscu,
- Choroby skóry,
- Popromienne zapalenie skóry,
- Kontaktywe zapalenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przestrzegać instrukcji użytkowania.
- Przestrzegać zaleceń chirurga dotyczących stosowania i dopasowania.
- Słoswać urządzenie zgodnie ze wskazaniami medycznymi, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej dyskomfortu lub podrażnienia ranę usunąć urządzenie i skontaktuj się z chirurgiem.
- Upewnić się, że urządzenie jest umieszczone prawidłowo, aby uniknąć punktów nacisku i/lub utrudnionej przepływu naczyniowego.
- W przypadku dyskomfortu usunąć urządzenie lub zmniejszyć poziom kompresji.

Skład materialu

Suworek i komponenty użyte w wyrobie są badane pod kątem substancji szkodliwych zgodnie ze standardem STANDARD100 utworzonym przez OEKO-TEX®, załącznik 4, klasa produktu II.

Wyrób i opakowanie:

- są biologicznie bezpieczne, nietoksyczne; nie zawierają chloru i dioksynu, nie zawierają tkanek ani eksfraktów ludzkich ani zwierzęcych, zabronionych barwników azotowych, substancji medycznych ani flawonów,
- nie zawierają lateksu kauczuku naturalnego ani pochodnych kauczuku naturalnego,
- nie zawierają metali ciężkich ani innych szkodliwych zanieczyszczeń i nie powodują szkodliwego wpływu na ludzi w związku z przeznaczeniem końcowym,
- są zgodne z REACH,
- nie dodano środków chemicznych podczas obróbki/wykonania wyrobów. Wyrób może zawierać środki zmiękczające i antystatyczne do 1,5%.

SKŁAD MATERIAŁU GŁÓWNEGO

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Instrukcja użytkowania

Urządzenie w opakowaniu podstawowym jest przygotowane do bezpośredniego użytku klinicznego.

Dopuszczanie urządzenia

- Urządzenie należy nosić na biustonoszu pooperacyjnym Carefix, wysoko na klatce piersiowej, na górnym części piersi, tuż pod pachami.

| KROK | | INSTRUKCJE |
|------|-------|---|
| 1 | n. d. | Otworzyć haczyki i zapięcie pętelkowe obiema rękami. |
| 2 | | Umieścić urządzenie wokół górnego pleców, aby haczyki i zapięcie pętelkowe znajdowały się w miejscu odpowiadającym środkowi biustonosa. |
| 3 | n. d. | Gdy urządzenie jest prawidłowo umieszczone, zamocować haczyki i zapięcie pętelkowe nad piersiami. |
| 4 | | Upewnić się, że urządzenie nie marszczy się ani nie powoduje nacisku w okolicy pach. |

Utilização correta

Dispositivo externo usado para estabilizar e manter implantes no lugar após cirurgia.

Utilizadores previstos

Mulheres, após cirurgia ao peito.

Indicações

Acessório para usar com sutis pós-cirúrgicos após cirurgia ao peito, tipicamente aumento mamário.

Benefícios clínicos

- Mantém os implantes na posição correta durante a fase de cicatrização

Características de Desempenho

Características Gerais de Desempenho

Respirável: o material costurado é respirável.

Sem costuras: sem costuras em zonas críticas (cimas, laterais, parte fraseira e sob o peito).

Características específicas de desempenho

- Nível de compressão facilmente ajustável com gancho e anel na frente
- Tamanho único
- Material macio e elástico
- Leve

Instruções de cuidados



- Fecho o gancho e anel antes de lavar
- Lavar com cores semelhantes
- Lavar num saco de roupa
- O uso de produtos à base de cloro pode diminuir a durabilidade e a função

Instruções adicionais

| | |
|--|---|
| Utilização múltipla para um único paciente | Manter seco |
| Manter afastado da luz solar direta | Pode ser descartado com o lixo doméstico normal |

Use o dispositivo apenas após consulta e conforme as instruções do seu cirurgião.

Obrigação de comunicação

Se tiver quaisquer queixas, contacte diretamente o seu fornecedor.

No caso de um incidente sério que possa ter como consequência uma degradação significativa da saúde ou a morte, contacte o fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro. Incidentes sérios são definidos no artigo 2.º, n.º 65 do Regulamento (UE) 2017/745 (MDR).

O tempo de vida útil do dispositivo em utilização

O tempo de vida útil do dispositivo médico é determinado pelo desgaste natural, mesmo quando este é tratado corretamente e de acordo com as recomendações. Em caso de sinais de deterioração que afetem o desempenho e o conforto, o dispositivo deverá ser descartado.

Contraindicações

Contraindicações relativas:

- Tecido cicatrizado e cutâneo muito sensível na zona operada
- Doenças cutâneas
- Radiodemite
- Dermatite de contacto

Avisos e precauções

- Siga as instruções de uso
- Siga as recomendações do seu cirurgião relativamente ao uso e ajuste
- Use o dispositivo de acordo com a indicação médica, para evitar ferimentos ou danos
- Se ocorrer um desconforto inesperado ou uma irritação da ferida, remova o dispositivo e contacte o seu cirurgião
- Certifique-se de que o dispositivo é colocado corretamente, para evitar pontos de pressão e/ou obstrução do fluxo vascular
- Remova o dispositivo ou reduza o nível de compressão em caso de desconforto.

Composição de material

Materias-primas e componentes usados no dispositivo são testados em relação a substâncias novas respeitando a STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anexo 4, classe de produto II.

O dispositivo e embalagem são:

- Biologicamente seguros, não tóxicos; isentos de cloro e dióxinas, e não contêm tecidos ou extratos humanos ou animais, pigmentos azoicos, substâncias médicas ou fármacos proibidos
- São isentos de e não expostos a latex de borracha natural ou derivados de borracha natural
- São isentos de metais pesados ou outra contaminação nociva e não têm qualquer impacto negativo na saúde humana associada à sua utilização prevista
- Em conformidade com REACH
- Sem químicos adicionados durante o tratamento/acabamento do dispositivo. O dispositivo pode conter até 1,5% de agentes amaciantes e antiestáticos

COMPOSIÇÃO PRINCIPAL DO TECIDO

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Instruções de uso

O dispositivo no embalagem primária está preparado para utilização clínica direta.

Adaptar o dispositivo

- O dispositivo deve ser usado por cima de um sutis pós-cirúrgico Carefix, na parte superior da parede torácica, sobre a inclinação superior do peito, colocado imediatamente abaixo das axilas.

PASSOS

| PASSOS | INSTRUÇÃO |
|--------|-----------|
| 1 | N/A |
| 2 | |
| 3 | N/A |
| 4 | |

Назначение

Изделие, используемое для стабилизации и позиционирования грудных имплантатов после операции.

Предполагаемые пользователи

Женщины после операции на груди.

Показания

Аксессуар для использования с послеоперационными бюстгальтерами после операции на груди, обычно аугментации.

Клиническая польза

Удерживает имплантаты в правильном положении на этапе заживления

Функциональные характеристики

Общие функциональные характеристики

Дышащая ткань: трикотажный материал дышит.

Без швов: отсутствуют швы в критически важных зонах (на чашках, по бокам, сзади и под грудью).

Особые функциональные характеристики

- Простота регулировки уровня компрессии благодаря регулируемой передней застежкой на липучке
- Универсальный размер
- Мягкий и эластичный материал
- Легкость

Указания по уходу




Закройте застежку-липучку перед стиркой

Стирать с белым аналогичного цвета.

Стирать в стиральном мешке.

Использование средств с содержанием хлора может снизить долговечность и эффективность изделия.


Дополнительные указания



Беречь от влаги.



Подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.



Обязанность предоставлять отчетность

Если у вас возникли жалобы, свяжитесь непосредственно с поставщиком.

Если произошел серьезный инцидент, способный привести к значительному ухудшению здоровья или к смерти, свяжитесь с производителем или с ответственным органом в стране-участнице ЕС. Определение серьезного инцидента см. в статье 2 № 65 Регламента (EU) 2017/745 (MDR).

Срок службы используемого изделия в США

Срок службы медицинского изделия определяется естественным износом, даже при правильном и рекомендованном обращении. В случае появления признаков снижения эксплуатационных характеристик, влияющих на производительность и комфорт, изделие должно быть утилизировано.

Противопоказания

- Относительные противопоказания
- Высокая чувствительность рубцовой и кожной ткани в оперированной области
 - Заболевания кожи
 - Радиодерматит
 - Контактный дерматит

Предупреждения и предостережения

- Соблюдайте инструкцию по применению.
- Соблюдайте рекомендации хирурга касательно использования и подгонки.
- Используйте устройство в соответствии с медицинскими показаниями, чтобы избежать травм или повреждений.
- Если вы испытываете внезапный дискомфорт или раздражение, снимите устройство и обратитесь к своему хирургу.
- Убедитесь, что устройство размещено правильно, чтобы избежать точек пережима и/или затруднения кровотока в сосудах
- Снимите устройство или уменьшите силу сжатия в случае появления чувства

Состав материала

Сыре и компоненты, используемые в устройстве, испытаны на наличие различных веществ в соответствии со стандартом STANDARD 100 Oeko-TEX®. Приложение 4, класс продукта II.

Устройство и упаковка:

- биологически безопасные, нетоксичные; не содержат хлора и диоксины, тканей или экстрактов человеческого или животного происхождения, запрещенных азокрасителей, медицинских веществ или фталатов;
- не содержат натуральный латекс или производные натурального каучука и не вступают с ними в контакт;
- не содержат тяжелые металлы или другие вредные примеси и не оказывают вредного воздействия на человека в связи с предполагаемым конечным использованием;
- соответствуют требованиям REACH.
- Во время обработки/изготовления устройства не используются химические вещества. Устройство может содержать смягчающие и антистатические вещества в количестве до 1,5 %.

Состав основной ткани

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Инструкция по применению

Устройство в первичной упаковке подготовлено для прямого клинического использования.

Размещение устройства

- Устройство носят поверх послеоперационного бюстгальтера Carefix, высоко на грудной стенке на верхней части груди, чуть ниже подмышек.

| Шаги | Инструкции |
|------|--|
| 1 | Откройте застежку-липучку обеими руками. |
| 2 | Оберните устройство вокруг верхней части спины таким образом, чтобы застежка-липучка находилась в центре бюстгальтера. |
| 3 | После правильного размещения устройства, зафиксируйте застежку выше груди. |
| 4 | Убедитесь, что устройство не собирается в складки и не давит в области подмышек. |

Замыканое použitie

Vonkajšia pomôcka používaná na stabilizáciu a držanie implanta na mieste po operácii.

Zamýšľaní používateľa

Ženy po operácii prsníka.

Kontraindikácie

Relatívne kontraindikácie:

- Vehmá citlivé jazovky a kožné ikarivo v operovanej oblasti,
- Kožné choroby,
- Rádiodemografida,
- Kontaktná dermafilitida.

Indikácie

Priľahlenosť na použitie s pooperačnou podprsenkou po operácii prsníka, obvykle augmentácií.

Klinické výhody

- Drží implantát v správnej polohu počas fázy hojenia

Výkonové charakteristiky

Všeobecné výkonové charakteristiky

Priehľadná: plietený materiál je priedušný.

Bezšvová: v kritických oblastach (koštičky, bočné časti, zadná a podprsná časť) nie sú žiadne švy.

Špecifické prevádzkové charakteristiky

- Ľahkohosteniteľná úroveň kompresej pomocou suchého zipsu v prednej časti
- Universálne veľkosť
- Mäkký a elastičný materiál
- Ľahký

Pokyny na ošetrovanie



- Pred umývaním zapnite suchý zips
- Perte s podobnými farbami,
- Perte vo vaku na bielizeň,
- Používanie produktov na báze chloru znížuje odolnosť a funkčnosť.

Ďalšie pokyny



Pomôcku používajte len po konzultácii a podľa pokynov Vašeho chirurga.

Ohlasovacia povinnosť

V prípade akýchkoľvek reklamácií sa, prosím, obráťte priamo na vašho dodávateľa. V prípade väčšej nehody, ktorá by mohla viesť k závažnému zhrouceniu zdravotného stavu alebo úmrtiu, sa obráťte na výrobca a príslušný orgán členskejho štátu. Závažné nehody sú definované v článku 2, bod 65 nariadenia o zdravotníckych pomôckach (EU) 2017/745 (MDR).

Životnosť používajúcich pomôcky

Životnosť zdravotníckej pomôcky závisí od prirodzeného opotrebovania aj vtedy, keď sa s ňou manipuluje správne a podľa odporúčania. V prípade vzniku známok zhroucenia stavu, ktoré majú vplyv na výkon a pohodlie, sa musí pomôcka zneškodiť.

Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Riadte sa návodom na použitie,
- Riadte sa odporúčaniami chirurga ohľadne používania a nasadenia,
- Používajte pomôcku podľa lekárskej indikácie, aby ste predišli poraneniu alebo poškodeniu

- Ak sa vyskytnú nečakávané ťažkosti alebo podráždenie rany, odstraňte pomôcku a kontaktujte svojho chirurga
- Uistite sa, že pomôcka je umiestnená správne, aby ste predišli otlakom a/alebo obštrukcii vaskulárneho preťahu
- V prípade nepohody odstraňte pomôcku alebo znižte úroveň komprezie.

Materiálové zloženie

Surviving a komponenty použité v pomôcke sa testujú na škodlivé látky podľa OEKO-TEX® STANDARD 100, príloha 4, trieda výrobku II.

Pomôcka a balenie sú:

- Biologicky bezpečné, netoxické, bez chlóru a dioxídov, a neobsahujú ľudskej ani zvieracie tkánivu, resp. výfarbu, zalkávané pigmenty azofarby, medicínske látky ani fitalaty
- Bez/nevystavené latexu z prírodného kaučuka alebo derivátov prírodného kaučuku
- Bez ťažkých kovov ani iných škodlivých kontaminantov a nemajú škodlivý vplyv na ľudu spojený so zamýšľaným konečným použitím
- V zhode s REACH
- Počas spracovania / dokončovania pomôcky neboli pridané žiadne chemikálie. Pomôcka môže obsahovať zmäkčovač a antistatické prostriedky až do 1,5 %

Zloženie hlavnej tkaniny

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Návod na použitie

Pomôcka v spotrebiteľskom obale je pripravená na priame klinické použitie.

Upevnenie pomôcky

- Pomôcka má nosiť načvrtenú pooperačnú podprsenku Carefix, vysoko na hrudnej stene v hornom sklonе prsníka, umiestnená tesne pod podpažuším.

KROKY

| KROKY | POKYN |
|-------|---|
| 1 | N/A |
| 2 | Odvŕňte pomôcku okolo homej časti chrbta so suchým zipsom v strede výrobku. |
| 3 | N/A |
| 4 | Ked' je pomôcka správne umiestnená, zapnite si suchý zips nad poprsím. |

Predviđena uporaba

Zunanja naprava, ki se uporablja za stabilizacijo in zadrževanje vsadka na mestu po operaciji.

Predviđeni uporabnik

Ženske, po operaciji na prsi.

Indikacije

Dodatek za uporabo z modrčki za uporabo po operativnem posegu po operaciji prsi, običajno povečanja.

Klinične prednosti

- Izdelek zadržuje vsadek na pravilnem mestu med fazo celjenja

Značilnosti učinkovanja**Spoštne značilnosti učinkovanja**

Zračen: Pleteren material je zračen.



Brezšivno: Brez šivov na kritičnih točkah (košarici, stranice, hrbitni del ter pod prsim).

Specifične značilnosti delovanja

- Enostavno nastavljava stopnjo kompresije z zapenjanjem na ježku spredaj
- Ena velikost ustreza vsem
- Mehek in raztegljiv material
- Lahek

Navodila za nego

- Pred pranjem zapenjanje na ježku zaprite
- Perite s perilom podobnih barv
- Perite v vreči za perilo
- Uporaba belih na osnovi klora lahko skrajša rok uporabe in funkcionalnost

Dodatana navodila

Za večkratno uporabo s strani ene bolnice



Hranite suho



Ne izpostavljajte direktno sončni svetlosti



Lahko ga zavrižete skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki

Upozornite! Naprava uporabljajte samo po posvetu in po navodilih vašega kirurga.

Obveznost poročanja

Če imate kakšno koli pritožbo, se obrnite neposredno na prodajalca.

V primeru resnega incidenta, ki bi lahko povzročil bistveno poslabšanje zdravja ali smrt, se obrnite na protovajalcija in pristojni državni organ. Resni incidenti so določeni v členu št. 65 Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).

Življenjska doba naprave v uporabi

Normalna obraba medicinske naprave vpliva na njeno življenjsko dobo, tudi če se z njo ravna pravilno in v skladu s priporočili. Če naprava začne kazati znake poslabšanja, ki vplivajo na delovanje in udobje, jo je potrebno zavrniti.

Kontraindikacije

Relativne kontraindikacije:

- Zelo občutljivo brazgočinočasto kožo na mestu kirurškega posega
- Bolezni kože
- Radiodermatitis
- Kontaktni dermatitis

Opozorila in predvidnostni ukrepi

- Upoštevajte navodila za uporabo
- Upoštevajte priporočila svojega kirurga glede uporabe in pomerjanja
- Napravo v izogib poškodbam ali škodi uporabljajte v skladu z zdravniškimi navodili
- Če izkušte nepričakovane nelagode ali draženje rane, odstranite napravo in se obrnite na svojega kirurga
- Prepričajte se, da je naprava pravilno nameščena, da tako preprečite točke pritiska in/ali oviran kvrni pretok
- V primeru neugodja odstranite napravo ali zmanjšajte stopnjo kompresije.

Šestava materiala

Surovine in komponente, uporabljene v pooperativnih nedrkih, so testirane na škodljive snovi v skladu s STANDARDOMIO 00 OEKO-TEX®, razred II.

Nedrki in embalaža po operaciji so:

- Biološki varen, nestrupen; brez klora in dioksinov ter ne vsebuje človeških ali živalskih tkiv ali izvlečkov, prepovedanih pigmentov azobarijl, zdravilnih učinkov ali flatalov
- Ne vsebuje lateksa naravnega kavčuka ali derivatov naravnega kavčuka
- Ne vsebuje ležkih kovin ali drugih škodljivih kontaminacij in ne predstavlja nobenih škodljivih učinkov na ljudi, povezanih s predvideno končno uporabo
- Skladno z REACH
- Med obdelavo/končno obdelavo naprave se ne dodaja nobenih kemikalij. Naprava lahko vsebuje do 1,5 % mehčalcev in antistatičnih snovi.

SESTAVA OSNOVNE TKANINE

77% PA, 14% EL, 9% CO

(T) 1

Navodila za uporabo

Naprava v osnovni embalaži je pripravljena na neposredno klinično uporabo.

Dolčanje velikosti naprave

- Napravo nosite čez modrček Carefix za uporabo po operativnem posegu, visoko na steni prsnega koša pod zgornjo krivuljo prsi, nameščena tik pod pazuhami.

| KORAKI | UVOD |
|--------|--|
| 1 | Ni voljo Odprite zapenjalo na ježku z obema rokama. |
| 2 |  Položite napravo okoli zgornjega dela trupa, zapenjalo z ježkom pa se naj nahaja na sredini vašega modrčka. |
| 3 | Ni voljo Ko je naprava pravilno postavljena, sprnite zapenjalo na ježka nad vašimi prsimi. |
| 4 |  Prepričajte se, da se naprava ne guba in ne povzroča pritiska na območje pazuh. |

Namenska uporaba

Eksterni uređaj koji se koristi za stabilizaciju i držanje implantata na mestu posle operacije.

Predviđeni korisnici

Za žene, posle operacije dojke.

Kontraindikacije

Relativne kontraindikacije:

- Veoma osjetljivo ožiljak in kožno tkivo v operisanom području
- Kožne bolesti
- Radiodermatitis
- Kontaktni dermatitis

Upozorenja i mere predozročnosti

- Sledite uputstva za upotrebu
- Prafite preporuke vašeg hirurga u vezi upotrebe i ugradnje
- Korisite uređaj prema medicinskim indikacijama da biste izbegli povrede ili oštećenja
- Dode neочекivane nelagode ili iritacije rane, uklonite uređaj i obratite se svom hirurgu
- Uverite se da je uređaj pravilno postavljen da biste izbegli punktualno pritiskanje i/ili ometanje vaskularnog toka
- Uklonite uređaj ili smanjite nivo kompresije u slučaju nelagodnosti.

Sastav tkanine

Sirovine i komponente koje se koriste u Post-Dip grudnjacima su testirane na štetne supstance prema STANDARDOMIO 00 OEKO-TEX®, klasa II.

Post-Dip grudnjaci i pakovanje su:

- Biološki bezebedan, netoksičan; bez hlora i dioksinov in ne sadrži ljudska ili životinjska tkiva ili elektrolita, zabranjene pigmenti azo-boje, lekovite supstance ili fitalate
- Ne sadrži bakterijskih prirodnih kaučuka ili derivate prirodnog kaučuka
- Ne sadrži težke metale ili drugi štetni kontaminaciji i ne predstavlja nikakav štetan uticaj na ljude povezan sa njegovom namenomaranjem krajnjom upotrebotom
- U skladu sa REACH-om
- Tokom tretmana/zavarivne obrade uređaja ne dodaju se hemikaliji. Uređaj može da sadrži omelčivače i antištatičke supstance do 1,5%

GLAVNI SASTAV TKANINE

77% PA, 14% EL, 9% CO

(T) 1

Uputstvo za negu

- Pre pranja zatvorite kopču na čičak traku
- Perite sa sličnim bojama
- Perite v vreči za veš
- Upotreba proizvoda na bazi hlora može smanjiti trajnost i funkciju

Dodatana uputstva

Visečna upotreba za jednog pacijenta



Držati suvo



Čuvati dalje od direktne sunčeve svetlosti



Može se odlagati sa običnim kušnim otpadom

Upozornite! Koristite uređaj samo posle konsultacija i prema instrukcijama hirurga.

Obaveza prijavljivanja

Ako imate bilo kakih pritožbi, obratite se direktno dobavljaču. U slučaju ozbiljnog incidenta koji bi mogao dovesti do značajnog pogoršanja zdravlja ili smrti, obratite se proizvođaču i nadležnim organu države članice. Ozbiljni incidenti definisani su u članu 2 br. 65 Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).

KORAKI**UPUTSTVO**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nije poznato | Kopču na čičak traku otvorite obema rukama. |
| 2 |  | Postavite uređaj oko gornjeg dela leđa pomoći kopču na čičak traku koja se nalazi na sredini grudnjaka. |
| 3 | Nije poznato | Kada je uređaj pravilno postavljen, pričvrstite kopču na čičak traku iznad grudi. |
| 4 |  | Uverite se da se uređaj ne gužva ili ne izaziva pritisk u predelu pazuh. |

Avsedd användning

Utvändig utrustning används för att stödja och hålla implantatet på plats efter ett ingrepp.

Avsedda användare

Kvinnor, efter bröstoperation.

Indikationer

Äcessoarer för användning vid post-operativ BH enligt bröstkirurgi, typiskt förstärkning.

Kliniskt stöd

- Håller implantaten i rätt läge under läkningstiden

Prestanda**Allmänna prestanda**

Sömlös: Inga sömmer på viktiga platser (kupor, sidor, baksida och under bysten).

Specifik funktionsegenskap

- Lätt justerbar kompressionsnivå med kardborrband förslutning på framsidan
- En storlek passande för alla
- Mjukt och tjuvjartt material
- Lättvikt

Skötselanvisningar


- Tillslut kardborrbandet före tvättning
- Tvättas med liknande färger
- Tvättas i en tvättväse
- Användning av klorbaserade produkter kan försämra produktens hållbarhet och funktion

Ytterligare anvisningar

Kan användas flera gånger av en patient



Utsätt inte produkten för mat



Använd endast utrustningen efter samråd och enligt anvisning från din kirurg.

Rapporteringskyldighet

Vid eventuella klägomål, vanligen kontakta leverantören direkt.

Kontakta tillverkaren och behörig myndighet i medlemslandet i händelse av ett allvarligt tillstånd som kan leda till betydande försämring av hälsotillstånd eller dödsfall. Allvarliga tillstånd definieras i artikel 2 nr. 65 i förordning (EU) 2017/745 (MDR).

Enhets livslängd vid användning

Livslängden för den medicintekniska enheten bestäms av naturligt slitage, även om den behandlas korrekt och så som rekommenderas. I händelse av tecken på försämring som påverkar prestanda och komfort ska enheten kasseras.

Kontraindikationer

Relativa kontraindikationer:

- Mycet känslig är och hudvävnad i ingreppsområdet
- Hudsjukdomar
- Strädermafit
- Konfliktdermatit

Varningar och försiktighegsåtgärder

- Följ bruksanvisningen
- Följ kirurgens rekommendationer avseende användning och anpassning
- Använd utrustningen enligt medicinsk indikering för att undvika skador
- Avlägsna utrustningen och kontakta din kirurg i händelse av oväntat obehag eller irritation i sårområdet
- Kontrollera att utrustningen är rätt placerad för att undvika tryckställen och/eller tillämpa kärflöden
- Avlägsna utrustningen eller minska kompressionsnivån vid obehag.

Material

Råvaror och komponenter som används i produkten är testade för skadliga ämnen enligt STANDARD100 av OEKO-TEX®, Bilda 4, produktklass II.

Produkten och förpackningen är:

- Biologiskt säker, giftfri; klor- och dioxinfri, fri från mänskliga och animaliska vävader och extrakt, förbjuda azotargammen, medicinska amnen och falater
- Fri från och exponerad för naturgummitex eller naturgummiderivater
- Fri från tunga metaller och andra skadliga förureningar och utgör inte någon skadlig mänsklig risk i samband med dess avsedda slutanvändning
- I överensstämmelse med REACH
- Inga kemikalier har tillförts under behandling/färdigbearbetning. Produkten kan innehålla avhållnings- och antistatemedel upp till 1,5%

HUVUDSAKLIGA TYGMATERIAL

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

Bruksanvisning

Utrustningen i primär förpackning är förberedd för direkt klinisk användning.

Inpassning av utrustningen

- Utrustningen bör bäras ovanpå en Carefix post-kirurgisk BH, högt på bröstväggen på övre lutning av brostet, placerad precis under armbältena.

| STEG | | INSTRUKTION |
|------|-----|---|
| 1 | N/A | Öppna kardborrbandets förslutning med båda händer. |
| 2 | | Placer utrustningen runt din övre rygg med kardborrbandets förslutning överensstämmande i mitten av din BH. |
| 3 | N/A | När utrustningen sitter ordentligt, fast kardborrbandet ovanför dina bröst. |
| 4 | | Se upp att utrustningen inte skrynkas eller försakar tryck i armhållens omgivning. |

预期用途

用于在术后稳定和保持植入物位置的外部用品

目标用户

做完乳房手术后的女性。

禁忌症**相对禁忌症:**

- 手术部位有非常敏感的疤痕和皮肤组织
- 皮肤病
- 放射性皮炎
- 接触性皮炎

警告和注意事项

- 请遵循使用说明
- 遵循外科医生关于使用和穿戴的建议
- 根据医疗指示使用本医护用品，以避免受伤或损伤
- 如果出现任何意外的不适或伤口压迫，请移除设备，联系您的外科医生
- 确保医护用品放置正确，以避免产生压迫点和/或阻碍血液循环
- 在出现不适的情况下，取下医护用品或调整松紧

材料组成

本品所使用的原材料和成分均根据附件4中OEKO-TEX®的II类产品STANDARD100标准进行了有害物质检测。

本品及其包装：

- 生物安全、无毒；不含氯和二恶英，不含人体或动物组织或提取物，不含被禁用的偶氮染料颜料、医疗物质或邻苯二甲酸盐
- 不含也未接触任何天然乳胶或天然橡胶衍生物
- 不含重金属或其他有害污染物，不会在最终使用过程中对人类造成任何有害影响
- 符合REACH规定
- 在处理/加工本品的过程中未添加任何化学品。本品可能含有高达1.5%的柔软剂和抗静电剂

主要面料成分

77% PA, 14% EL, 9% CO

① 1

使用说明

初级包装中的医护用品可直接用于临床。

穿戴医护人员用品

- 医护人员应戴在Carefix术后文胸的上面，位于乳房的上部，刚好放在腋窝下。

步骤

| 步骤 | 说明 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 不适用 用双手打开钩环扣。 |
| 2 | 把医护人员用品绕在上背部，让钩环扣与文胸中心对齐。 |
| 3 | 不适用 正确放置医护人员用品后，在乳房上方扣紧钩环。 |
| 4 | 确保医护人员用品没有起皱或在腋下区域造成压迫感。 |

举报义务

如果您想要投诉，请直接联系您的供应商。

如果发生可能导致健康严重恶化或死亡的严重事件，请联系制造商和成员国的主管部门。(EU) 2017/745 (MDR) 条例第2条第65款对严重事件进行了定义。

使用中设备的寿命

医疗器械的使用寿命是由自然磨损决定的，即使按照建议正确使用，也会出现磨损现象。如果出现影响性能和舒适度的磨损迹象，则应丢弃设备。

International Fibre Abbreviations (Material Composition | گداملا ئېيىن ب | Mezinárodní zkratky vláken (materiálové složení) | Internationale materialeforkortelser (materialeksamensætning) | Internationale Abkürzungen für Fasern (Materialzusammensetzung) | Συντομογραφίες διεθνών υφών (σύνθεση υλικού) | Abreviaturas de fibra internacionales (composición del material) | Kansainväliset kuitujen lyhenteet (materiaalin koostumus) | Abréviations internationales pour les fibres (composition des matériaux) | Međunarodne kratice za vlakna (sastav materijala) | Nemzetközi szálrövidítések (anyagösszetétel) | Abbreviazioni internazionali delle fibre (composizione dei materiali) | 国際繊維の略称(素材構成) | 국제 섬유 약어(재질 구성) | Internationale vezelafkortingen (materialeksamensætning) | Internationale fiberforkortelser (materialeksamensætning) | Międzynarodowe oznaczenia tkanin (skład materiał) | Abreviaturas Internacionais de Fibras (Composição do Material) | Международные сокращения для обозначения волокон (состав материала) | Medzinárodné skratky vlákien (materiálové zloženie) | Mednarodne okrajšave za vlakna (Sestava materiala) | Mednarodne skraćnice za vlakna (sastav tkanine) | Internationella förkortningar för fibermaterial (materialets beståndsdelar) | 国际纤维缩写(材料组成)

| | CO | PA | EL |
|----|-----------|-------------|------------|
| EN | COTTON | POLYAMIDE | ELASTANE |
| AR | القطن | البولي أميد | إيلاستين |
| CS | BAVLNA | POLYAMID | ELASTAN |
| DA | BOMULD | POLYAMID | ELASTAN |
| DE | BAUMWOLLE | POLYAMID | ELASTAN |
| EL | Βαμβάκι | Πολυαμίδιο | Ελαστάν |
| ES | ALGODÓN | POLIAMIDA | ELASTANO |
| FI | PUUVILLA | POLYAMIDI | ELASTAANI |
| FR | COTON | POLYAMIDE | ÉLASTHANNE |
| HR | PAMUK | POLIAMID | ELASTAN |
| HU | PAMUT | POLIAMID | ELASZTÁN |
| IT | COTONE | POLIAMMIDE | ELASTAM |
| JA | コットン | ポリアミド | エラスタン |
| KO | 연 | 폴리아미드 | 엘라스테인 |
| NL | KATOEN | POLYAMIDE | ELASTAAN |
| NO | BOMULL | POLYAMID | ELASTAN |
| PL | BAWEŁNA | POLIAMID | ELASTAN |
| PT | ALGOOÃO | POLIAMIDA | ELASTANO |
| RU | Хлопок | Полиамид | Эластан |
| SK | BAVLNA | POLYAMID | ELASTAN |
| SL | BOMBAŽ | POLIAMID | ELASTAN |
| SR | PAMUK | POLIAMID | ELASTAN |
| SV | BOMULL | POLYAMID | ELASTAN |
| CN | 棉 | 聚酰胺 | 弹性纤维 |

Tytex Graphical Symbols | Tytex | Grafické symboly Tytex | Tytex Grafiske symboler | Tytex-Grafiksymbole | Γραφικά σύμβολα Tytex | Simbolos gráficos Tytex | Tytexin graafiset symbolit | Symboles graphiques Tytex | Tytex grafički simboli Tytex grafikus szimbólumok | Simboli grafici di Tytex | Tytex グラフィカルシンボル | Tytex 그레픽 기호 | Tytex grafische symbole | Symbole graficzne Tytex | Simbolos Gráficos da Tytex | Графические символы Tytex | Grafické symboly Tytex | Grafični simboli Tytex | Tytex grafički simboli | Tytex grafiska symboler | Tytex 图形符号

| |  |  |
|----|---|---|
| EN | MATERIAL COMPOSITION | TABLE |
| AR | بنية المادة المستخدمة | الجدول |
| CS | SLOŽENÍ MATERIÁLU | TABULKA |
| DA | MATERIALE SAMMENSÆTNING | TABEL |
| DE | MATERIAL ZUSAMMENSENTZUNG | TABELLE |
| EL | Σύνθεση υλικού | Πίνακας |
| ES | COMPOSICIÓN DEL MATERIAL | TABLA |
| FI | MATERIAALIN KOOSTUMUS | TAULUKKO |
| FR | COMPOSITION DES MÉTIORAUX | TABLEAU |
| HR | SASTAV MATERIJALA | TABLICA |
| HU | ANYAGÖSSZETTEL | TÁBLÁZAT |
| IT | COMPOSIZIONE DEL MATERIALE | TABELLA |
| JA | 素材構成 | 表 |
| KO | 재질 구성 | 표 |
| NL | MATERIAALSAMENSTELLING | TABEL |
| NO | MATERIALSAMMENSENTZING | TABELL |
| PL | SKŁAD MATERIĀLU | TABELA |
| PT | COMPOSIÇÃO DE MATERIAL | QUADRO |
| RU | Состав материала | Таблица |
| SK | MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE | TABUĽKA |
| SL | SESTAVA MATERIALA | RAZPREDELNICA |
| SR | SASTAV TKANINE | TABELA |
| SV | MATERIAL | TABELL |
| CN | 材料组成 | 表 |

| EN | MANUFACTURER | COUNTRY OF MANUFACTURE | DATE OF MANUFACTURE | USE-BY DATE | CAUTION |
|----|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| AR | شركة التصنيع | دولة التصنيع | التاريخ التصنيع | تاريخ صلاحية الاستعمال | تنبيه |
| CS | VÝROBCE | ZEMĚ VÝROBY | DATUM VÝROBY | DATUM POUŽITELNOSTI | POZOR |
| DA | FABRIKANT | PRODUKTIONSLAND | PRODUKTIONSDATO | ANVENDES INDEN | ADVARSEL |
| DE | HERSTELLER | HERSTELLUNGSLAND | DATUM DER HERSTELLUNG | MINDEST HALTBARKEITSDATUM | VORSICHT |
| EL | KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΡΟΣΟΧΗ |
| ES | FABRICANTE | PAÍS DEL FABRICANTE | FECHA DE FABRICACIÓN | CADUCIDAD | PRECAUCIÓN |
| FI | ALMISTAJA | VALMISTUSMAA | VALMISTUSPAIVA | VIIMEINEN KÄYTÖPÄÄVÄ | HUOMIO |
| FR | FABRICANT | PAYS DE FABRICATION | DATE DE FABRICATION | DATE LIMITE D'UTILISATION | AVERTISSEMENT |
| HR | PROIZVODAČ | ZEMLJA PROIZVODNJE | DATUM PROIZVODNJE | KRAJNJI DATUM UPORABE | OPREZ |
| HU | GYÁRTÓ | GYÁRTÁSI ORSZÁG | GYÁRTÁSI IDŐ | FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐ | VIGYÁZAT |
| IT | FABBRICATO DA | PAESE DI PRODUZIONE | DATA DI FABBRICAZIONE | DATA DI SCADENZA | ATTENZIONE |
| JA | メーカー名 | 製造国 | 製造年月日 | 使用期限 | 注意事項 |
| KO | 제조사 | 제조 국가 | 제조 일자 | 사용 기한 | 주의 |
| NL | FABRIKANT | PRODUCTIELAND | PRODUCTIEDATUM | HOUDBAARHEIDS DATUM | LET OP |
| NO | PRODUSENT | PRODUKTIONSLAND | PRODUKTIONSDATO | BEST FOR DATO | FORSIKTIGHET |
| PL | PRODUCENT | KRAJ PRODUKCJI | DATA PRODUKCJI | DATA PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU | UWAGA |
| PT | FABRICANTE | PAÍS DE FABRICO | DATA DE PRODUÇÃO | PERÍODO DE VALIDADE | CUIDADO |
| RU | производитель | страна производства | дата производства | срок годности | внимание |
| SK | VÝROBCA | KRAJINA VÝROBY | DÁTUM VÝROBY | DÁTUM SPOTREBY | POZOR |
| SL | PROIZVAJALEC | DRŽAVA PROIZVODNJE | DATUM PROIZVODNJE | ROK UPORABE | POZOR |
| SR | PROIZVODAČ | ZEMLJA PROIZVODNJE | DATUM PROIZVODNJA | DATUM UPOTREBE | UPОZOREЊЕ |
| SV | TILLVERKARE | TILLVERKNINGSLAND | TILLVERKNINGS DATUM | SISTA ANVÄNDNINGSDATUM | FÖRSIKTIGHET |
| CN | 制造商 | 制造国 | 生产日期 | 有效期 | 小心 |

| PATIENT INFORMATION WEBSITE | CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE | MEDICAL DEVICE |
|---|---|---------------------------|
| الموقع الإلكتروني المخصص لمعلومات المرضى | رجوع إلى تعليمات الاستعمال | منتج طبي |
| INTERNETOVÉ STRÁNKY S INFORMACIAMI PRO PACIENTY | PROSTUDUJTE NÁVOD K OBSLUZE | ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ |
| WEBSITE PATIENTINFORMATION | SE BRUGSANVISNINGEN | MEDICINSK APPARAT |
| WEBSITE MIT INFORMATIONEN FÜR DEN PATIENTEN | GEBAUCHSANWEISUNG BEACHTEN | MEDIZINISCHES HILFSMITTEL |
| ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |
| SITIO WEB DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE | CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO | DISPOSITIVO MÉDICO |
| SNUSTO, JOSSA TIETOA POTILAALLE | LUE KÄYTÖÖHIE | LÄÄKINTÄÄLLINEN LAITE |
| SITE WEB D'INFORMATIONS POUR LES PATIENTS | CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION | DISPOSITIF MÉDICAL |
| WEB LOKACIJA S PODACIMA ZA PACIJENTE | KONZULTIRATE UPUTE ZA UPORABU | MEDICINSKI UREBAJ |
| BETEGTÁJÉKOZTATÓ WEBHELY | NÉZZÉME A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN | ORVOSTECHNIKAI ESKÖZ |
| SITO WEB INFORMATIVO PER I PAZIENTI | CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO | DISPOSITIVO MEDICO |
| 患者情報WEBサイト | 使用上の注意を参照 | 医療機器 |
| 환자 정보 웹사이트 | 사용 지침 참조 | 의료 기기 |
| INFORMATIEWEBSITE VOOR PATIËNTEN | RAADPLEEG DE GEbruIKS AANWIJZING VOOR GEbruIK | MEDISCH HULPMIDDEL |
| ETTSTEDE FOR PATIENTINFORMASJON | SE BRUKSANVISNINGEN | MEDISINSK ENHET |
| STRONA Z INFORMACJAMI DLA PACJENTA | ZAPRZNAJ SIĘ Z INSTRUKcjAMI UŻYTKOWANIA | URZĄDZENIE MEDYCZNE |
| PÁGINA WEB DE INFORMAÇÃO PARA PACIENTE | CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO | DISPOSITIVO MÉDICO |
| ВЕБ-САЙТ С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТА | СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ |
| WEBOVÁ STRÁNKA S INFORMACIAMI PRE PACIENTOV | PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE | ZDRAVOTNICKÁ POMÔCKA |
| SPLETNI STRANI Z INFORMACIJAMI ZA BOLNIKE | POGLEJTE V NAVODILA ZA UPORABO | MEDICINSKI PРИПОМОЧЕК |
| WEB STRANICA SA INFORMACIJAMA ZA PACIJENTE | POGLAJTE UPUTSTVA ZA UPOTREBU | MEDICINSKI UREBAJ |
| WEBBLATS MED PATIENTINFORMATION | SE BRUKSANVISNINGEN | MEDICINSK UTRUSTNING |
| 患者信息网站 | 请参考使用说明书 | 医疗器械 |



Carefix is a registered trademark of Tytex A/S © 2022.
All rights reserved Tytex A/S, Marsvej 6, DK-7430 Ikast



Tytex A/S has been certified according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485
TYTEX A/S • Marsvej 6 • DK-7430 Ikast • www.tytex.com

FOLLOW TYTEX

